

GUIDE SIMPLIFIE DU PRELEVEUR – PT RABATTU

Ordre de prélèvement des tubes

SANG Prendre un tube neutre avant le tube citrate en cas de ponction avec aiguille UPS (Butterfly)



URINES



Renseignements obligatoires

Tous prélèvements doivent être accompagnés de la fiche de transmission SEL-PRE-5.4ENR-006 remplie.

	Tube de purge		EDTA avec gel
	Citrate (Remplissage jusqu'au trait de jauge obligatoire)		EDTA + Aprotinine
	Sec sans gel		Fluorure de Sodium
	Sec avec gel : grand et petit		Flacon d'urines
	Héparinate de lithium		Tube chimie urinaire
	EDTA		Tube borate
			Tube oligo-éléments

Délai acheminement < 6h sauf indication contraire, si urgence acheminer le tube le plus rapidement possible < 2 heures impérativement, sauf troponine et paludisme à amener dans l'heure.

Les échantillons doivent être regroupés dans un sachet individuel et transportés en mallette isotherme.

Pour toutes analyses ne figurant pas sur ce guide, merci de vous rapprocher de votre laboratoire.

GUIDE SIMPLIFIE DU PRELEVEUR - PT RABATTU

SEL-PRE-5.4MT-082-04



BIOCHIMIE - SEROLOGIE

ACE
Acide urique
AFP
Albumine
AMH
Amylase
Androstédone Δ4
APO A1*
ASAT/ALAT/GGT
ASLO
ATPO/ATG
β HCG
β2 - microglobuline
Bilirubine T/ C
C3 / C4
CA 125/ 15.3/CA19.9
Calcium
Carbamazépine
Chlamydiae
Cholestérol Total *
Cholestérol HDL*
Cholesterol LDL*
CMV
Cortisol **2**
CPK
Créatinine
Dépakine(ac valproïque)
DHEA (sulfate de)
Digoxine
EBV
Facteur rhumatoïde
Fer*/Ferritine
Folate (B9)*

FSH/LH
Glucose*
Haptoglobine
Hélicobacter pylori
HIV
IG E / A / G / M
Insuline*
Iono (Na, **K**, Cl, RA)
Kappa lambda libre
LDH
Lipase
Lithium
Magnésium
Oestradiol
Orosomucoïde
PAL
PCR
Parvovirus B19
Phosphore
Préalbumine
Pro-BNP
Procalcitonine
Progestérone
Prolactine
Protéines Totales
PSA totale **et libre**
Rubéole

Sérologie COVID
Syphilis BW
T3/T4/TSH
Testostérone totale
Toxoplasmose
Transferrine
Triglycérides*
Troponine
Troponine urgente
Thyroglobuline
Urée
VHA
VHB
VHC
VHEM
Vitamine B12
Vitamine D

Site équipé d'un triage (Urgence)
Troponine
D-Dimères

Glucose * à domicile

URINES

Acétonurie, nitrites
Acide urique
Amylase
Calcium
Créatinine
Glucose
Magnésium
Microalbumine
Ionogramme
pH et densité
Phosphore
Protéine
Pigments biliaires
Urée

Calcitonine

IgF1

Toxiques urinaires

(Recueil au LABO)

Amphétamine
Cannabis
Cocaïne
Opiacés
Ecstasy

HEMOSTASE - HEMATOLOGIE

NF-Plaquettes
Schizocytes
Réticulocytes
Hba1c
VS
Paludisme
Typages lymphocytaires et monocytaires
Numérations lymphocytaires
T4/T8 (CD4/CD8)

Attention au bon remplissage

TP
TCA (**avec HNF**)
TCK
Fibrinogène
AT3
D-Dimères

Myoglobine
Phénobarbital
Vancomycine

Héparinémie (HNF)

Héparinémie (HBPM)
Facteurs coagulation
Facteur XI
Anti PF4

Pensez à prendre un tube supplémentaire pour toute sérologie et βHCG

BNP

ACTH **2**

EDTA aprotinine :

PTH

MNI Test

Clinique uniquement :

Alcool
Ammoniémie
Lactate

IMMUNO - HEMATOLOGIE

IMMUNO-HEMATO
Groupage ABO – Phénotype RAI
(CNI obligatoire) **3**

Cryoglobulines*:

Examen soumis à condition IDE : se rapprocher du laboratoire
Sur CPA: se référer au document SEL-PRE-5.4ENR-018

ELECTROPHORÈSES :

sérique: ELP **1**, IFIX **4**, CDT **5**
Hémoglobine **6**
Urinaire : ELPU, IFIXU, ABJ **7**

Pour télécharger la dernière version applicable et d'autres documents : www.provence.synlab.fr dans la rubrique « documents utiles ».

A ramener dans l'heure - A ramener dans les 2 heures - A ramener dans les 4 heures - Uniquement au laboratoire * A jeun - **1** délai 48 H **2** Prlv avant 9 heures

3 tous les jours sauf le samedi **4** délai 3 jours **5** technique le mercredi rendu jeudi **6** technique le mardi rendu jeudi **7** délai 4 jrs